



[Service](#)

[Mikroskop](#)

[Ergonomi](#)

[Om oss](#)


ENDELIG I NORGE!

Gi slipp på nakke og skulderplager.....



Da har det endelig kommet et hev og senk bord som oppfyller mikroskop brukernes individuelle behov.

Dette er et optimalt stabilt bord, som gir en ergonomisk arbeidsplass.



Armstøtter

Armstøttene er montert på de to sideplatene, hvilket gir størst stabilitet til bordet, hvor mikroskopet er plassert. Armstøtten kan innstilles individuelt i høyde og vinkel i forhold til bordplaten.

[Les mer](#)

Kontrollpanel

Bordet er bygget med tre individuelle bordplater som justeres i høyden med et lett trykk på betjeningspanelet.

[Les mer](#)

Penneholder/ekstrautstyr

Som ekstrautstyr til mikroskopibordet har vi penneholder, elkanal under bordplate, CPU holder og monitorramme.

[Les mer](#)

Størrelser

Bredde 1200

Venstre plate: 425 mm Midt plate: 300 mm Høyre plate: 425 mm
Dybde 750 mm

Bredde 1500

Venstre plate: 575 mm Midt plate: 300 mm Høyre plate: 575 mm
Dybde 750 mm

Bredde 1800

Venstre plate: 725 mm Midt plate: 300 mm Høyre plate: 725 mm
Dybde 750 mm

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på elektrisk hev og senk Mikroskopibord.

Send oss en e-post
post@denton.no
eller ring
69 69 82 00

Hva kan du gjøre, for å få en riktig arbeidsstilling ved mikroskopet?

Plager i skuldre og nakke er et utbredt problem blant mikroskopbrukere. Uten støtte for å holde underarmene, må nakke- og skuldermuskulatur aktivt jobbe for å holde oppe armene ved bruk av mikroskopet.

Kontakt oss slik at vi kan hjelpe deg, til en mer ergonomisk hverdag foran mikroskopet.

[Kontakt oss](#)

Denton Mikroskopi

Strykerveien 10, 1658 Torp
69 69 82 00
post@denton.no

[@](#)
Kontakt oss >